

1º PASSO

SELECIONAR O SISTEMA



D100720

Selecionar peças da biblioteca


Selecione uma opção...

RP720 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 GM ND



3º PASSO

SELECIONAR A CINTA



2º PASSO

SELECIONAR O COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP720 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 GM ND

TiBase AR COM perfil

Selecione

- 0.8mm
- 1.5mm
- 2.5mm
- 3.5mm

Selecionar peças da biblioteca

RP720 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 GM ND

Selecione uma opção...

- TiBase AR COM perfil
- TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1720CLA	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.8mm
1720CSA	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.8mm
1720SLA	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.8mm
1720SSA	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.8mm
1720CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1720CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1720SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1720SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1720CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1720CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1720SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1720SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1720CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1720CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm
1720SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1720SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm

**INFORMATIVO**

Componentes COM perfil:

**Ø4.97mm**

Componentes SEM perfil:


**Ø4.10mm**

Parafusos

Hexagonal



4º PASSO - POSICIONAR O TRANSFER DIGITAL



D200720