

1º PASSO

SELECIONAR O SISTEMA




Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP705 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 CN

3º PASSO

SELECIONAR A CINTA



2º PASSO

SELECIONAR O COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP705 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 CN

TiBase AR COM perfil

Selecione

- 1.5mm
- 2.5mm
- 3.5mm

Selecionar peças da biblioteca

RP705 CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0 CN

Selecione uma opção...

- TiBase AR COM perfil
- TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1705CLB	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1705CSB	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1705SLB	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1705SSB	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1705CLC	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1705CSC	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1705SLC	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1705SSC	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1705CLD	Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1705CSD	Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm
1705SLD	Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 3.5mm
1705SSD	Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 3.5mm

INFORMATIVO



Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.00mm

Parafusos

Hexagonal



M16HCN

4º PASSO

POSICIONAR O TRANSFER DIGITAL

