

1º PASSO

SELECIONAR O SISTEMA



D100790

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção...

RP790 CM 3.5 a 6.5 RBWB ST



3º PASSO

SELECIONAR A CINTA

Selecionar peças da biblioteca

RP790 CM 3.5 a 6.5 RBWB ST


TiBase AR COM perfil

Selecione

0.7mm

1.5mm

2.5mm



2º PASSO

SELECIONAR O COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP790 CM 3.5 a 6.5 RBWB ST

Selecione uma opção...

TiBase AR COM perfil

TiBase AR SEM perfil

Código	Identificação na Biblioteca
1790CLA	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 0.7mm
1790CSA	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 0.7mm
1790SLA	Pilar Interface RB/WB Rotacional Com Perfil Cinta 0.7mm
1790SSA	Pilar Interface RB/WB Rotacional Sem Perfil Cinta 0.7mm
1790CLB	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1790CSB	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1790SLB	Pilar Interface RB/WB Rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm
1790SSB	Pilar Interface RB/WB Rotacional Sem Perfil Cinta 1.5mm
1790CLC	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1790CSC	Pilar Interface RB/WB Anti-Rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm
1790SLC	Pilar Interface RB/WB Rotacional Com Perfil Cinta 2.5mm
1790SSC	Pilar Interface RB/WB Rotacional Sem Perfil Cinta 2.5mm

**INFORMATIVO**

Componentes COM perfil:

**Ø4.97mm**

Componentes SEM perfil:

**Ø4.10mm**

Parafusos




Hexagonal



M16HCOC

4º PASSO

POSICIONAR O TRANSFER DIGITAL



D200790